



Materiale	32039.261
Descrizione del materiale	Soluzione tampone pH 9
Grado	

Caratteristiche	Specifiche
-----------------	------------

pH (20°C) (tolleranza $\pm 0,02$)	8,98 --> 9,02
Incertezza di misura	± 0.02 (k=2; 95 %)

Firma

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma

Ellen Somers, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bvba; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

