

Materiale	32097.261
Descrizione del materiale	Soluzione tampone pH 9,22
Grado	

Caratteristiche

Specifiche

pH (20°C) (tolleranza $\pm 0,02$)	9,20 --> 9,24
Incertezza di misura	± 0.02 (k=2; 95 %)

Firma

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma

Ellen Somers, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bvba; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

ISO/IEC 17025 CALIBRATION ACCREDITATION



NBN EN ISO/IEC 17025:2005
N°: 542-CAL
VWR International BVBA
Quality Control Laboratory
Geldenaaksebaan 464
BE-3001 Leuven, Belgium
Coverage available on: www.belac.be